

○血糖測定機器に係る「使用上の注意」の改訂指示等について

(平成19年9月7日)

(事務連絡)

((別記2)あて厚生労働省医薬食品局安全対策課通知)

プラリドキシムヨウ化メチルを投薬中の患者に血糖測定機器を使用した場合、実際の血糖値より高い値を示す場合があることから、別添のとおり各都道府県衛生主管部(局)長あて及び日本分析機器工業会会長あてにそれぞれ通知したところです。

貴会におかれてもその旨御了知のうえ、貴会傘下の関係企業に対し周知方よろしく申し上げます。

別記2

日本医療機器産業連合会

日本医療器材工業会

在日米国商工会議所医療機器小委員会

欧州ビジネス協会協議会医療機器委員会